

## INSTRUÇÕES DE COLETA

### SWAB ANAL

1. Retirar material no laboratório; Tubete com 3 lâminas.
2. O exame é colhido na residência do cliente;
3. O ideal é não ter usado anti-parasitários nos 30 dias que antecedem a coleta;
4. Antes da coleta não passar qualquer tipo de pomada ou talco na região perianal, ou evacuar ou tomar banho;
5. O horário ideal para a coleta do material é à noite, algumas horas após o cliente ter se deitado. Porém, se isto não for possível, a coleta pode ser realizada pela manhã, antes que o cliente se levante.
6. Deitar o cliente de barriga para cima com as pernas dobradas sobre o abdômen;
7. Esticar as pregas da região perianal com uma das mãos e, com a outra pressionar a pele dessa região com a fita adesiva transparente apoiada em sua face lisa numa espátula de madeira. A face adesiva encosta no ânus e na região perianal, colhendo o material aí existente;  
*Importante:* Não introduzir a espátula no orifício anal. Apenas pressionar a pele ao redor do ânus.
8. O lado adesivo é aplicado na superfície de uma lâmina de microscopia limpa (fornecida pelo laboratório);
9. Repetir este procedimento em 3 dias diferentes, preferencialmente consecutivos;
10. Enviar as 3 amostras juntas, em meio de transporte apropriado, no máximo até 7 dias após a 1ª coleta, em temperatura ambiente.

**IMPORTANTE:** Este exame poderá ser realizado em todas as Unidades de coleta. Verifique os dias e horários de funcionamento de nossas Unidades em nosso site.

**Informações:** Central de Relacionamento com o Cliente - (13) 2127.7000

[www.pasteur.com.br](http://www.pasteur.com.br)