

## INSTRUÇÕES DE COLETA

### **TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA**

1. Jejum não é necessário após dieta leve, jejum de 3 horas após as principais refeições.
2. Informar as medicações usadas nos últimos sete dias, especialmente heparina e anticoagulante oral.
3. Clientes que usam heparina em injeções intermitentes devem colher o exame uma hora antes da próxima dose. Caso a heparina já tenha sido aplicada, a coleta deve ser feita três horas após a aplicação. Esta orientação não vale para usuários de heparina em infusão contínua.