

INSTRUÇÕES DE COLETA

TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA

1. Jejum não é necessário após dieta leve, jejum de 3 horas após as principais refeições.
2. Informar as medicações usadas nos últimos sete dias, especialmente heparina e anticoagulante oral.
3. Clientes que usam heparina em injeções intermitentes devem colher o exame uma hora antes da próxima dose. Caso a heparina já tenha sido aplicada, a coleta deve ser feita três horas após a aplicação. Esta orientação não vale para usuários de heparina em infusão contínua.

IMPORTANTE: Este exame poderá ser realizado em todas as Unidades de coleta. Verifique os dias e horários de funcionamento de nossas Unidades em nosso site.

Informações: Central de Relacionamento com o Cliente - (13) 2127.7000

www.pasteur.com.br

FO-346/01